

Kiaa0391/Prorp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O15091

품목 번호: CM0024996



소개

인간 KIAA0391/PRORP에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 tRNA 프로세싱 및 리보뉴클레아제 P 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIAA0391 Rabbit pAb
비고/별칭	MRPP3; COXPD54; KIAA0391
종	인간
GeneID (인간)	9692
GeneID	9692
면역원	재조합 단백질: 인간 KIAA0391 (NP_055487.2)의 아미노산 314-583에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	O15091
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백