

Wb 및 Elisa용 Kiaa0513 토끼 다클로날 항체 - O60268

품목 번호: CM0017876

소개

KIAA0513을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 뇌 조직에서의 세포질 단백질 국재화 연구 및 정신신경학적 장애에서의 잠재적 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	KIAA0513 Rabbit pAb
비고/별칭	KIAA0513
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9764
유전자 ID	9764
면역원(Immunogen)	사람 KIAA0513 (NP_001273494.1)의 아미노산 1-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O60268
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)