

Kiaa1456 토끼 다클로날 항체 (Trm9L) - Wb, Elisa용 - Q9P272

품목 번호: CM0028093

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 KIAA1456 (TRM9L/tRNA 메틸전이효소 9B)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 암 연구 및 tRNA 변형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIAA1456 Rabbit pAb
비고/별칭	TRM9L; hTRM9L; C8orf79; KIAA1456
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	57604
GeneID	57604
면역원	인간 KIAA1456 (NP_065895.2)의 아미노산 110-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9P272
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백