

Wb, Elisa용 Kif2B Rabbit Pab - Q8N4N8

품목 번호: CM0025761

소개

CamelBio의 KIF2B 토끼 다클로날 항체(Q8N4N8)는 WB 및 ELISA에서 인간 KIF2B 키네신을 검출합니다. 인간, 쥐, 랫드에서 검증되었으며 예상 분자량은 76 kDa입니다. 세포 분열 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF2B Rabbit pAb
비고/별칭	KIF2B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	84643
GeneID	84643
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 KIF2B (NP_115948.4)의 아미노산 544-673에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q8N4N8
단백질 분자량(Protein Weight)	76kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)