

Wb 및 Elisa용 Klf17 토끼 다클로날 항체 - Q5Jt82

품목 번호: CM0015180

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 KLF17을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 마우스와의 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절, 상피-간질 전환 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLF17 Rabbit pAb
비고/별칭	ZLF393; ZNF393; Zfp393; KLF17
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	128209
면역원	인간 KLF17 (NP_775755.3)의 아미노산 210-389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q5JT82
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백