

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Klf6 토끼 다클로날 항체 - Q99612

품목 번호: CM0016430

소개

인간 KLF6(Zf9/COPEB), 아연-지문 전사 인자 검출용 KLF6 토끼 다클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스와 교차 반응함. 토끼에서 유래되었으며, 아이스백에 담겨 발송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | KLF6 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | GBF; ZF9; BCD1; CBA1; CPBP; PAC1; ST12; COPEB; KLF6          |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                    |
| 유전자 ID (인간)              | 1316                                                         |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 KLF6 (NP_001291.3)의 아미노산 40-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 응용(Application)          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                     |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                        |
| SWISS                    | Q99612                                                       |
| 단백질 분자량                  | 32kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                |