

Klhl9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2J3

품목 번호: CM0014287

소개

인간 KLHL9에 대해 제작된 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 유사분열 진행 및 세포질 분열 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLHL9 Rabbit pAb
비고/별칭	KLHL9
종	인간
GeneID (Human)	55958
GeneID	55958
면역원	인간 KLHL9 (NP_061335.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P2J3
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩