


Klk10 (Nes1) 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O43240

품목 번호: CM0026177



소개

사람 칼리크레인-10 (KLK10/NES1)을 표적으로 하는 재조합 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트 KLK10을 검출합니다. 종양학 연구를 위한 종양 억제 항원입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLK10 Rabbit pAb
비고/별칭	NES1; PRSSL1; KLK10
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	5655
GeneID	5655
면역원(Immunogen)	사람 KLK10 (NP_665895.1)의 아미노산 43-276에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	O43240
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)