

Wb 및 Elisa용 Klk7 토끼 다클로날 항체 - P49862

품목 번호: CM0026786



소개

WB 및 ELISA에 적합한 인간 KLK7 (칼리크레인-7)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 피부 각질 제거, 난소암 및 단백질 분해 효소 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KLK7 Rabbit pAb
비고/별칭	hK7; SCCE; PRSS6; KLK7
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	5650
유전자 ID	5650
항원(Immunogen)	인간 KLK7 (NP_644806.1)의 아미노산 30-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P49862
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)