


Wb, If/Icc, Elisa용 Kmt2A 토끼 다클로날 항체 - Q03164

품목 번호: CM0016140



소개

사람, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 KMT2A 토끼 다클로날 항체입니다. H3K4 메틸화 및 전사 조절에 관여하는 히스톤 메틸트랜스퍼라제 MLL1을 표적하며, 백혈병 및 발생 생물학과 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KMT2A Rabbit pAb
비고/별칭	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDSTS; KMT2A
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4297
GeneID	4297
면역원(Immunogen)	사람 KMT2A (NP_005924.2)의 아미노산 2829-2883에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q03164
단백질 분자량(Protein Weight)	432kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)