


## [Ko 검증 완료] Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Acly 토끼 단일클론 항체 - P53396

품목 번호: CM0011316



### 소개

Western blot, 면역침강, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증된 ACly 항토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 ACly를 인식하며 분자량은 121 kDa입니다. 대사 및 암 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                       |
|-------------|-------------------------|
| 제품명         | [KO 검증 완료] ACly 토끼 mAb  |
| 비고/별칭       | ACL; ATPCL; CLATP; ACly |
| 종           | 인간                      |
| GeneID (인간) | 47                      |
| GeneID      | 47                      |
| 면역원         | 합성 펩타이드                 |
| 출처          | 토끼                      |
| 분류          | 단일클론 항체                 |
| 적용 분야       | WB, IP, IF/ICC, ELISA   |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드             |
| SWISS       | P53396                  |
| 단백질 분자량     | 121 kDa                 |
| 배송          | 아이스팩                    |