

[Ko 검증됨] Ak2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P54819

품목 번호: CM0026977



소개

인간 AK2에 대한 토끼 폴리클로날 항체, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응.

아데닐레이트 키나제 2는 세포 에너지 항상성 및 조혈에 중요한 미토콘드리아 효소입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] AK2 Rabbit pAb
비고/별칭	ADK2; K2
종	인간
GeneID	204
면역원	인간 AK2 (NP_001616.1)의 아미노산 1-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54819
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩