


[Ko 검증 완료] Wb, If, Ihc, Elisa용 항-Aif 토끼 다클론 항체 - O95831

품목 번호: CM0026153



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합한 신뢰할 수 있는 KO 검증 완료 AIF 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 AIF를 검출합니다. 세포사멸 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다. 표적 분자량 67kDa. 스위스-프룻: O95831.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] AIF 토끼 pAb
비고/별칭	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL; IF
종	인간
유전자 ID (인간)	9131
면역원	인간 AIF (NP_004199.1)의 아미노산 334-613에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95831
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백