

[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 항-Ajuba 토끼 다클론 항체 - Q96If1

품목 번호: CM0023880

소개

넉아웃으로 검증된 인간 Ajuba에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간과 랫드와 교차 반응합니다. 세포 부착, 신호 전사 및 전사 조절 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명     | [KO 검증 완료] Ajuba 토끼 pAb                                       |
| 비고/별칭   | JUB; ba                                                       |
| 종       | 인간                                                            |
| 유전자 ID  | 84962                                                         |
| 면역원     | 인간 Ajuba(NP_116265.1)의 아미노산 201-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼                                                            |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성  | 인간, 랫드                                                        |
| SWISS   | Q96IF1                                                        |
| 단백질 분자량 | 57kDa                                                         |
| 배송 방식   | 아이스 팩                                                         |