

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ak2 토끼 단일클론 항체 - P54819

품목 번호: CM0002691



소개

[KO 검증 완료] 인간 아데닐레이트 키나아제 2(AK2)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 AK2를 인식합니다. AK2는 세포 에너지 항상성과 조혈 작용에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] AK2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ADK2; K2
종	인간
유전자ID (인간)	204
유전자ID	204
면역원	인간 AK2(P54819)의 아미노산 100~200번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54819
단백질 분자량	26 kDa
배송 방법	아이스 팩