

[Ko 검증] Anti-Alpha Catenin Rabbit Polyclonal Antibody - P35221

품목 번호: CM0029706



소개

KO 검증된 토끼 다클로날 항체로, 인간 알파-카테닌(CTNNA1)을 타겟으로 하며 WB, IHC-P, IP, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 세포 접착 및 접합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] α -Catenin Rabbit pAb
비고/별칭	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1495
GeneID	1495
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 α -Catenin (NP_001894.2)의 아미노산 637-906에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P35221
단백질 분자량	100kDa
배송(Shipping)	아이스백