


Ko 검증된 Anti-Alpha-Synuclein 단일클론 항체 (Wb, Ihc, If, Elisa 용) - P37840

품목 번호: CM0011842



소개

인간 Alpha-synuclein에 대한 마우스 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC, IF 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 파킨슨병 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Alpha-synuclein 마우스 mAb
비고/별칭	PD1; NACP; PARK1; PARK4
종	인간
유전자 ID	6622
면역원	인간 Alpha-synuclein (NP_000336.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37840
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩