

[Ko 검증됨] Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ampka1 토끼 단일클론 항체 - Q13131

품목 번호: CM0008779



소개

사람 AMPKα1(유전자 ID: 5562)을 타겟으로 하는 KO 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 에너지 대사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] AMPKα1 토끼 mAb
비고/별칭	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5562
GeneID	5562
면역원(Immunogen)	사람 AMPKα1 (NP_006242.5)의 아미노산 381-480에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13131
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)