

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ampka2 토끼 다클론 항체 - P54646

품목 번호: CM0028623



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 사용 가능한 KO 검증 완료 항-AMPKα2 토끼 다클론 항체(pAb)입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 반응하며 62 kDa 크기의 AMPK 알파-2 촉매 서브유닛을 검출합니다. 에너지 대사 및 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] AMPKα2 토끼 pAb
비고/별칭	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPKα2; α2
종	사람
유전자ID (사람)	5563
유전자ID	5563
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P54646
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩