

Ko 검증된 Anti-Ankrd52 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Nb46

품목 번호: CM0021164

소개

단백질 인산가수분해효소 6의 조절 소단위체인 ANKRD52를 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 사람, 쥐, 래트 ANKRD52와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] ANKRD52 Rabbit pAb
비고/별칭	ANKRD33; 52
종	사람 (Human)
GeneID	283373
면역원	사람 ANKRD52 (NP_775866.2)의 아미노산 450-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 래트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q8NB46
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)