


[Ko 검증 완료] Anti-Arhgef1 토끼 다클론 항체 - Q92888

품목 번호: CM0026215



소개

Rho 구아닌 뉴클레오티드 교환 인자인 인간 ARHGEF1을 표적으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 내인성 단백질을 검출합니다. 인간과 쥐에서 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] ARHGEF1 토끼 pAb
비고 / 별칭	LSC; GEF1; IMD62; LBCL2; SUB1.5; P115-RHOGEF; F1
종	인간
유전자 ID (인간)	9138
유전자 ID	9138
면역원	인간 ARHGEF1 (NP_004697.2)의 아미노산 783-912에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q92888
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩