

[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 Anti-Atg4A Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wyn0

품목 번호: CM0024292



소개

오토파지(자가포식)에 필수적인 시스테인 프로테아제인 ATG4A를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 녹아웃(Knockout)으로 검증되었으며, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 인간(Human) 및 마우스(Mouse)와 반응합니다. C-말단 영역(aa 289-398)을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] ATG4A Rabbit pAb
비고/별칭	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; 4A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	115201
GeneID	115201
면역원(Immunogen)	인간 ATG4A (NP_443168.2)의 아미노산 289-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8WYN0
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)