

Ko 검증된 Anti-Atg4D Rabbit Polyclonal Antibody (Wb 및 Elisa용) - Q86Tl0

품목 번호: CM0020228

소개

KO 검증된 anti-ATG4D 토끼 폴리클로날 항체. WB에서 53 kDa 밴드를 검출하며, ELISA에도 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드 ATG4D를 인식합니다. 자가포식 및 미토콘드리아 연구에 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] ATG4D Rabbit pAb
비고/별칭	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; 4D
종	인간
유전자 ID	84971
면역원	인간 ATG4D (NP_116274.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86Tl0
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백