


[Ko 검증됨] Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atg5 폴리클로날 항체 - Q9H1Y0

품목 번호: CM0014691



소개

사람 ATG5 (Q9H1Y0)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 오토파지, 세포 사멸 및 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] ATG5 Rabbit pAb
비고/별칭	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	9474
유전자 ID	9474
면역원	사람 ATG5 (NP_004840.1)의 아미노산 1-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q9H1Y0
단백질 분자량	32 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)