


Ko 검증된 Anti-Bad Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q92934

품목 번호: CM0020486



소개

인간 Bad (Bcl2-associated agonist of cell death)에 대한 토끼 폴리클론 항체, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차 반응. 미토콘드리아 매개 세포사멸에 관여하는 pro-apoptotic Bcl-2 패밀리 구성원을 표적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] Bad Rabbit pAb
비고/별칭	BBC2; BCL2L8; ad
종	인간
GeneID (인간)	572
GeneID	572
면역원	인간 Bad (NP_004313.1)의 아미노산 68-168에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92934
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백