


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Bax 토끼 단클론 항체 - Q07812

품목 번호: CM0002404



소개

인간 Bax에 대한 토끼 단클론 항체로, KO가 검증되었으며 WB, IHC-P, ELISA에 사용할 수 있습니다. 인간, 마우스, 래트의 Bax를 인식합니다. 세포사멸 연구에 유용합니다. 면역원: 인간 Bax 유래 합성 펩타이드 (Q07812).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] Bax 토끼 단클론 항체
비고/별칭	BCL2L4; Bax
종	인간
유전자ID (인간)	581
유전자ID	581
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07812
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백