


Ko 검증된 Anti-Bax Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

품목 번호: CM0002312



소개

KO 검증된 인간 Bax에 대한 토끼 단일클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다.

미토콘드리아 외막 단백질 Bax를 표적으로 하는 세포사멸 연구의 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] Bax Rabbit mAb
비고/별칭	BCL2L4; ax
종	인간
유전자 ID	581
면역원	인간 Bax (NP_620116.1)의 아미노산 10-70 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q07812
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩