


[Ko 검증] Wb, Elisa용 Brd7 토끼 다클로날 항체 - Q9Npi1

품목 번호: CM0020805



소개

WB 및 ELISA용 BRD7를 타겟으로 하는 KO 검증 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human)에서 검증되었으며, BRD7은 크로마틴 리모델링 및 Wnt 신호 전달에 관여하는 브로모도메인 함유 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] BRD7 Rabbit pAb
비고/별칭	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; D7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (Human)	29117
GeneID	29117
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 BRD7 (NP_037395.2)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NPI1
단백질 분자량	74kDa
배송(Shipping)	아이스백