


Ko 검증 완료된 Brg1/Smarca4 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa에 적용 - P51532

품목 번호: CM0020613



소개

BRG1/SMARCA4에 대한 KO 검증 완료된 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 크로마틴 리모델링 및 전사 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] BRG1/SMARCA4 토끼 pAb
비고/별칭	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
종	인간
유전자ID (인간)	6597
유전자ID	6597
면역원	재조합 단백질 인간 BRG1/SMARCA4 (NP_003063.2)의 아미노산 680-770번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51532
단백질 분자량	185kDa
배송	아이스백