

[Ko 검증] Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Calnexin 토끼 단일클론 항체 - P27824

품목 번호: CM0012533

소개

당단백질 접힘 및 품질 관리에 관여하는 ER 샤페론인 인간 Calnexin (P27824)을 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Calnexin 토끼 mAb
비고/별칭	CNX; P90; IP90
종	인간(Human)
GeneID (인간)	821
GeneID	821
면역원	합성 펩타이드 인간 Calnexin (NP_001737.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P27824
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백