


KO 검증 완료 항-탄산탈수효소 2 (Ca2) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P00918

품목 번호: CM0023101



소개

인체 탄산탈수효소 2(CA2)를 표적으로 하는 KO 검증 완료 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. pH 조절, 뼈 생물학 및 이온 수송 연구를 위한 연구용 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] 탄산탈수효소 2 (CA2) 토끼 pAb
비고/별칭	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282
종	인간
유전자 ID (인간)	760
유전자 ID	760
면역원	인간 탄산탈수효소 2(CA2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000058.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00918
단백질 무게	29kDa
배송	아이스팩