


[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 카스파제-8 토끼 단일클론 항체 - Q14790

품목 번호: CM0003845



소개

인간 카스파제-8(Q14790)을 표적으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합하며 약 55 kDa 크기의 세포사멸, 괴사세포사멸, 파이로프토시스 개시 단백질분해효소를 특이적으로 검출하여 IVD 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] 카스파제-8 토끼 mAb
비고/별칭	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8
종	인간
유전자 ID (인간)	841
유전자 ID	841
면역원	합성 펩타이드 인간 카스파제-8(Q14790)의 아미노산 200~300번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14790
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스백