

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Cd133 토끼 다클론 항체 - O43490

품목 번호: CM0015973

소개

인간 CD133(Prominin-1)에 대해 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA 응용 분야에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 줄기세포 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CD133 토끼 pAb
비고/별칭	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROMLI; MSTP061; 33
종	인간
GeneID (인간)	8842
GeneID	8842
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43490
단백질 분자량	97kDa
배송 방식	아이스백