

Wb, Elisa용 Ko 검증 Anti-Cd147/Bsg 다클론 항체 - P35613

품목 번호: CM0019524



소개

인간 CD147/BSG(Basigin, EMMPRIN)에 대한 KO 검증 토끼 다클론 항체입니다. 종양 침윤, 혈관신생 및 미생물 감염에 관여하는 막관통 당단백질을 표적으로 하며, WB 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] CD147/BSG 토끼 pAb
비고/별칭	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; SG
종	인간
유전자 ID (인간)	682
면역원	인간 CD147/BSG(NP_940991.1)의 45-200번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35613
단백질 분자량	42kDa
배송	얼음팩