

[Ko 검증] Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd47 토끼 단일클론 항체 - Q61735

품목 번호: CM0005906

소개

마우스 CD47 (IAP)를 표적으로 하는 KO 검증 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 이상적입니다. 면역 조절 및 암 연구와 관련된 백혈구 표면 항원을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] CD47 토끼 mAb
비고/별칭	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
종	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	961
유전자 ID	16423
면역원	마우스 CD47 (NP_034711.1)의 아미노산 19-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q61735
단백질 분자량	33 kDa/35 kDa
배송	아이스백