


Wb, Ihc-P, Elisa용 Ko 검증 완료 항-Cdk2 토끼 다클론 항체 - P24941

품목 번호: CM0018640



소개

인간 CDK2에 대한 KO 검증 완료 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] CDK2 토끼 pAb
비고/별칭	CDKN2; p33(CDK2); K2
종	인간
유전자 ID (인간)	1017
면역원	인간 CDK2의 아미노산 200-298 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드(NP_001789.2)
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P24941
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩