

[Ko 검증 완료] Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 항-Cdk4 토끼 단클론 항체 - P11802

품목 번호: CM0002256



소개

인간 CDK4(P11802)를 표적으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 단클론 항체로, WB, IP, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트, 원숭이와 교차 반응합니다. 세포주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CDK4 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CMM3; PSK-J3; K4
종	인간
GeneID (인간)	1019
GeneID	1019
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 원숭이
SWISS	P11802
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩