

[Ko 검증됨] Wb, Ip, Elisa용 Anti-Cdk8 폴리클론항체 - P49336

품목 번호: CM0024776



소개

CamelBio는 WB, IP, ELISA에 검증된 [KO 검증됨] CDK8 Rabbit 폴리클론항체(P49336)를 공급합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 전사 조절 연구에 신뢰할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] CDK8 Rabbit pAb
비고/별칭	K35, IDDHBA, K8
종	인간
유전자 ID	1024
면역원	인간 CDK8 (NP_001251.1)의 아미노산 365-464에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49336
단백질 무게	53kDa
배송	아이스팩