

[Ko 검증됨] Anti-Cdkn1A/P21 Rabbit Polymab® 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P38936 / P39689

품목 번호: CM0006049



소개

CDKN1A/p21을 타겟으로 하는 토끼 재조합 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응하며, 분자량은 18 kDa입니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] CDKN1A/p21 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
종(Species)	인간/마우스
유전자 ID (인간)	1026
유전자 ID	1026/12575
면역원(Immunogen)	인간/마우스 CDKN1A/p21 재조합 단백질
공급(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISSP	P38936/P39689
단백질 분자량	18 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)