

[Ko 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdkn1B/P27Kip1 토끼 단일클론 항체 - P46527

품목 번호: CM0002905



소개

CDKN1B/p27KIP1을 타겟으로 하는 녹아웃(KO) 검증된 토끼 단일클론 항체로, 사람, 쥐, 랫트 샘플의 웨스턴 블랏(Western blot), IHC-P, ELISA에 적합합니다. 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] CDKN1B/p27KIP1 토끼 mAb
비고/별칭	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1027
GeneID	1027
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 CDKN1B/p27KIP1 (P46527)의 아미노산 99-198 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P46527
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)