

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cetn2 토끼 다클론 항체 - P41208

품목 번호: CM0026721



소개

CETN2/센트린-2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 중심체 복제, DNA 복구 및 mRNA 내보내기 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CETN2 토끼 pAb
비고/별칭	CALT; CEN2; N2
종	인간
유전자 ID (인간)	1069
면역원	재조합 단백질 인간 CETN2(NP_004335.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41208
단백질 분자량	20kDa
배송 방법	아이스백