

[KO 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Chchd2 다클론 항체 - Q9Y6H1

품목 번호: CM0019690



소개

[KO 검증 완료] 파킨슨병과 연관된 미토콘드리아 전사인자인 CHCHD2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CHCHD2 토끼 pAb
비고/별칭	MNRR1; NS2TP; MIX17B; PARK22; C7orf17; D2
종	인간
유전자ID (인간)	51142
유전자ID	51142
면역원	인간 CHCHD2 (NP_057223.1)의 아미노산 75-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6H1
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩