


[Ko 검증] Anti-Chd1 Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) For Wb, Ihc-P, Elisa - O14646

품목 번호: CM0027705



소개

인간 CHD1에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 적용에 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 CHD1을 인식합니다. 염색질 리모델링, 전사 및 스플라이싱 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[Ko 검증] CHD1 Rabbit pAb
비고/별칭	CHD-1; PILBOS; D1
종	인간
GeneID (인간)	1105
GeneID	1105
면역원	인간 CHD1 (NP_001261.2)의 아미노산 1600부터 C-말단에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14646
단백질 분자량	197kDa
배송	아이스백