


Ko 검증된 Anti-Ciap1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q13490

품목 번호: CM0003452



소개

사람 cIAP1 (Q13490)을 타겟으로 하는 KO 검증된 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 사람 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포자멸사(apoptosis), NF-kB 신호전달 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO Validated] cIAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1; P1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	329
GeneID	329
면역원	합성 펩타이드 사람 cIAP1 (Q13490)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q13490
단백질 크기	70kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)