


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cirbp 토끼 다클론 항체 - Q14011

품목 번호: CM0027336



소개

저온유도성 RNA 결합 단백질(CIRBP)에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 스트레스 반응 연구에 활용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CIRBP 토끼 pAb
비고/별칭	CIRP; BP
종	인간
유전자ID (인간)	1153
유전자ID	1153
면역원	인간 CIRBP (NP_001271.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14011
단백질 분자량	19kDa
배송 방법	아이스 팩