


[Ko 검증됨] 웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Csde1 Rabbit Polyclonal Antibody - O75534

품목 번호: CM0022933



소개

인간 CSDE1 (UniProt O75534)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. mRNA turnover 및 스트레스 과립 형성에 관여하는 RNA 결합 단백질 CSDE1 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] CSDE1 Rabbit pAb
비고/별칭	UNR; DIS155E; E1
종	인간
GeneID (인간)	7812
GeneID	7812
면역원	인간 CSDE1 (NP_009089.4)의 아미노산 369-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75534
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백