

[Ko 검증됨] Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Csde1 토끼 다클로날 항체 - O75534

품목 번호: CM0030220



소개

KO 검증된 CSDE1 (UNR) 표적 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 CSDE1를 검출합니다. 번역 조절 및 스트레스 과립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] CSDE1 토끼 pAb
비고/별칭	UNR; DIS155E; E1
종	인간
GeneID (인간)	7812
GeneID	7812
면역원	인간 CSDE1 (NP_009089.4)의 아미노산 369-600에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75534
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스 팩