


Wb 및 Elisa용 Ko 검증 안티-사이클린 B1 래빗 단일클론 항체 - P14635

품목 번호: CM0003953



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 KO 검증 사이클린 B1 래빗 단일클론 항체로, 인간과 반응합니다. G2/M 전이 및 CDK1 활성화에 필수적인 핵심 세포 주기 조절 인자를 타겟팅합니다. 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] 사이클린 B1 래빗 mAb
비고/별칭	CCNB; B1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	891
GeneID	891
면역원(Immunogen)	인간 사이클린 B1 (P14635)의 아미노산 3-177에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	래빗(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P14635
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백