

Ko 검증 완료 Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 토끼 다클론 항-Cypor (Por) 항체 - P16435

품목 번호: CM0027495



소개

인간 NADPH-시토크롬 P450

환원효소(CYPOR/POR)를 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 CYPOR을 인식합니다. IVD 연구 및 분석법 개발을 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CYPOR 토끼 pAb
비고/별칭	CPR; CYPOR; P450R; OR
종	인간
유전자 ID (인간)	5447
유전자 ID	5447
면역원	인간 CYPOR (NP_000932.3)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16435
단백질 분자량	77kDa
배송 방법	아이스 팩