

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 항 시토케라틴 20 (Krt20) 토끼 다클론 항체 - P35900

품목 번호: CM0024403

소개

인간 시토케라틴 20(CK20/KRT20)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 장상피 분화, 케라틴 필라멘트 조직 및 뮤신 분비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[Ko 검증 완료] 시토케라틴 20 (KRT20) 토끼 pAb
비고/별칭	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; 0
종	인간
유전자ID (인간)	54474
유전자ID	54474
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P35900
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩